



## BOTTIGLIE STERILI PER CAMPIONAMENTO ACQUE

### Artiglass S.r.l.

Via Piemonte 13  
35020 Due Carrare

Padova - Italia

+39 049 5290442

[www.artiglass.it](http://www.artiglass.it)

[commerciale@artiglass.it](mailto:commerciale@artiglass.it)

Seguici sui nostri social



02/24 - Technical data subject to change without notice - Copyright Artiglass Srl



## LE BOTTIGLIE

Le bottiglie sterili per campionamento e analisi delle acque prodotte da Artiglass s.r.l. sono realizzate in **polipropilene semi-trasparente**.

La presenza di un'**imboccatura larga (Ø 50 mm)** facilita il prelievo dell'acqua e ne previene il rischio di contaminazione.

Il **tappo a vite con guarnizione in LD-PE (polietilene a bassa densità)** permette di sigillare il liquido da esaminare all'interno del contenitore ed evitarne fuoriuscite. Di **forma squadrata** con spigoli arrotondati sono leggere, maneggevoli e facili da trasportare.

L'**etichetta** posta nel fronte facilita la registrazione dei dati e lo stoccaggio del liquido. Il **sigillo di garanzia** conferisce la certificazione dell'avvenuto processo di sterilizzazione mentre, il **numero di lotto** garantisce la tracciabilità del prodotto.

La presenza di **Tiosolfato di Sodio predosato (20mg/l)** permette una perfetta conservazione delle acque prelevate.

**Artiglass applica un sistema di gestione della qualità in conformità ai requisiti UNI EN ISO 9001:2015**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod.	Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Vol.	Dim.	H
<b>BPSCT500</b>	x	500 ml	80x60	170 mm
<b>BPSST500</b>		500 ml	80x60	170 mm
<b>BPSCT1000</b>	x	1000 ml	90x70	225 mm
<b>BPSST1000</b>		1000 ml	90x70	225 mm

\*Le bottiglie sono sottoposte a trattamento di irraggiamento

